

**oozz**  
**OZ-3611**


Importer: Elite Capital Limited

Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street,  
Birmingham, B1 1SB, United Kingdom.

Website: [oozz.com](http://oozz.com)

Email: [care@oozz.com](mailto:care@oozz.com)

OZ-3611



7



8



9



10



11



12



13



14



15

Welcome to OOZZ and congratulations on your new purchase! Secure your peace of mind by activating your 12-month warranty and claiming extra 6 months for free at [www.oozz.com/warranty](http://www.oozz.com/warranty). Beyond our warranty, you are also covered by your country's legal consumer rights, ensuring complete protection for your purchase.

1. Massage Head
2. Force Indicator Light
3. Handle
4. Battery Indicator
5. Speed Level Display
6. Power Button
7. Charging Cable
8. Flat Head (Suitable for large muscle groups such as the back, waist, arms)
9. Sphere Head (Ideal for large muscle groups across the body)
10. Cylinder Head (For joints and targeted deep-tissue areas)
11. U-Head (For the spine and area behind the ankle)
12. Silicone Swamm Head (Ideal for the whole body, especially medium to large muscle areas, due to its soft and gentle surface.)
13. Round Scoop Head (For local and small muscle areas)
14. Camber Head (For the legs, arms, and neck)
15. Warm Head (Massage body with hot compress)

#### **Product Details**

Product Name	OZ-3611 Massage Gun
Model Number	OZ-3611
Charging Input	DC 5V 1A
Charging Time	≤4.5 Hours
Usage Time	120 mins (MAX Level)

#### **Charging Instructions:**

- Make sure the device is switched OFF before charging.
- Charge the product fully before you use it for the first time and after a long period of disuse. For optimal performance, it is best to use the device when fully charged.
- When the device power is low, the Battery Indicator Light will flash to remind you to charge the device.
- When the device is charging, the Battery Indicator Light will blink and will stay solid once fully charged.

#### **How to use:**

- Long press the power button for 3 seconds to Turn ON or Turn OFF the device. Press again to start the device at Level 1 by default.

- Press the power button repeatedly to cycle through 12 intensity levels. The LED display will show the current level.
  - Levels 1-10: Constant speed modes (gentle to strong)
  - Levels 11-12: Variable speed mode: intensity gradually increases and decreases for a wave-like massage effect
- The device features a built-in force sensor:
  - Green light: Optimal pressure
  - Blue light: High pressure - ease up slightly
  - Red light: Too much pressure - reduce immediately for safe use

**Precautions:**

- Charge only with DC 5V 1A certified adapter.
- Do not overcharge or charge near water. Do not expose to water or moisture. This device is not waterproof.
- Do not use if damaged or malfunctioning.
- The product should be used by adults only and keep out of reach of children.
- For your safety, do not use the massage gun while it is charging.
- Use the device only on soft tissues of the body without causing pain or discomfort. Do not use it on head, bones of sensitive parts of the body.
- Stop using the device once there is any sign of pain or discomfort.
- Only the attachments on the recommended muscle groups.
- To protect the bones and muscles, avoid long-term fixed-point massage.
- Do not immerse the device in water or allow water to enter the device.
- Do not use on injured or swollen areas, or if you have open wounds, bruises, or skin conditions.
- Consult your doctor before use if you have any medical conditions, such as heart problems, diabetes, or if you are pregnant.
- Do not use for more than 60 seconds on a single area. Move the device slowly across muscles.
- Do not operate while sleeping, drowsy, or under the influence of drugs or alcohol.
- Use only the provided charger and accessories.
- Stop use immediately if you feel pain, discomfort, dizziness, or notice any abnormal reaction.
- Do not disassemble or attempt to repair the device yourself. Contact customer service for assistance.

**Cleaning:**

- Power off and disconnect before cleaning.
- To clean, wipe the surface of the device with a damp towel and dry it with a soft towel.

**Customer Service**

For assistance, please visit our website: [OOZZ.com](http://OOZZ.com). You can also call or WhatsApp us on 0800 193 6789 (UK), +44800 193 6789 (International) or email us at [care@oozz.com](mailto:care@oozz.com).



Willkommen bei OZZ und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Kauf! Sichern Sie sich sorgenfreie Nutzung, indem Sie Ihre 12-monatige Garantie aktivieren und zusätzlich 6 Monate kostenlos unter [www.ozz.com/warranty](http://www.ozz.com/warranty) beantragen. Neben unserer Garantie profitieren Sie auch von den gesetzlichen Verbraucherrechten Ihres Landes, die Ihren Kauf umfassend schützen.

1. Massagekopf
2. Intensitätsanzeige
3. Griff
4. Akkuanzeige
5. Geschwindigkeitsanzeige
6. Ein-/Ausschalter
7. Ladekabel
8. Flacher Kopf (Geeignet Für Große Muskelgruppen Wie Rücken, Taille Und Arme)
9. Kugelkopf (Ideal Für Große Muskelgruppen Am Ganzen Körper)
10. Zylinderkopf (Für Gelenke Und Gezielte Tiefengewebssmassage)
11. Förmiger Kopf (Für Wirbelsäule Und Knöchel)
12. Silikon-Schwämmkopf (Ideal Für Den Ganzen Körper, Insbesondere Für Mittelgroße Bis Große Muskelgruppen Dank Seiner Weichen Und Sanften Oberfläche)
13. Runder Schaufelkopf (Für Lokale Und Kleine Muskelpartien)
14. Gewölbter Kopf (Für Beine, Arme Und Nacken)
15. Wärmekopf (Massage Mit Wärme)

#### Produktdetails

Produktname	OZ-3611 Massagepistole
Modellnummer	OZ-3611
Ladeeingang	DC 5V 1A
Ladezeit	≤4.5 Stunden
Nutzungsdauer	120 Minuten (Maximalstufe)

#### Ladehinweise:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Laden ausgeschaltet ist.
- Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung und nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf. Für optimale Leistung verwenden Gerät im aufgeladenen Zustand.
- Bei niedrigem Akkustand blinkt die Akkuanzeige, um Sie an das Aufladen zu erinnern.
- Während des Ladevorgangs blinkt die Akkuanzeige und leuchtet dauerhaft, sobald der Akku vollständig geladen ist.

#### Anwendung:

- Halten Sie den Ein-/Ausschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Drücken ihn erneut, um das Gerät standardmäßig auf Stufe 1 starten.
- Drücken Sie den Ein-/Ausschalter wiederholt, um zwischen den 12 Intensitätsstufen zu wechseln. Die LED-Anzeige zeigt die aktuelle Stufe an.

- Stufen 1-10: Konstante Geschwindigkeitsstufen (sanft bis kräftig)
- Stufen 11-12: Variable Geschwindigkeitsstufe: Die Intensität steigt und fällt allmählich für einen wellenförmigen Massageeffekt
- Das Gerät verfügt über einen integrierten Kraftsensor:
  - Grünes Licht: Optimaler Druck
  - Blaues Licht: Zu hoher Druck - Druck etwas reduzieren
  - Rotes Licht: Zu hoher Druck - Druck sofort reduzieren

#### **Vorsichtsmaßnahmen:**

- Nur mit einem zertifizierten 5V/1A-Netzteil aufladen.
- Nicht überladen oder in der Nähe von Wasser laden. Nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung bringen. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.
- Nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Das Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt und sollte außerhalb werden.
- Verwenden Sie Massagepistole aus Sicherheitsgründen nicht während Ladevorgangs.
- Verwenden Sie Gerät nur weichen Körperteilen, ohne Schmerzen oder Unbehagen verursachen. Nicht am Kopf, Knochen oder an empfindlichen Körperstellen anwenden.
- Beenden Sie die Anwendung, sobald Schmerzen oder Unbehagen auftreten.
- Verwenden Sie nur die Aufsätze an den empfohlenen Muskelgruppen.
- Um Knochen und Muskeln zu schonen, vermeiden längere Massagen derselben Stelle.
- Tauchen Sie Gerät nicht in Wasser und achten Sie darauf, Wasser in Gerät eindringt.
- Nicht auf verletzten oder geschwollenen Stellen oder bei offenen Wunden, Prellungen oder Hauterkrankungen anwenden.
- Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie an einer Erkrankung leiden, z. B. an Herzproblemen oder Diabetes, oder wenn Sie schwanger sind.
- Wenden Sie das Gerät nicht länger als 60 Sekunden an einer Stelle an. Bewegen Sie es langsam über die Muskeln.
- Benutzen Sie Gerät nicht Schlaf, Müdigkeit oder unter Einfluss Drogen oder Alkohol.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät und Zubehör.
- Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Schmerzen, Unwohlsein, Schwindel oder andere ungewöhnliche Reaktionen verspüren.
- Versuchen Sie nicht, Gerät selbst zerlegen reparieren. Wenden Sie sich Kundendienst.

#### **Reinigung:**

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch.

#### **Kundenservice**

Bei Fragen besuchen Sie bitte unsere Website: [OOZZ.com](http://OOZZ.com). Sie erreichen uns auch telefonisch oder per WhatsApp unter 0800 193 6789 (UK), +44800 193 6789 (international) oder per E-Mail unter [care@oozz.com](mailto:care@oozz.com).



Benvenuto su OZZ e congratulazioni per il tuo nuovo acquisto! Assicurati la massima tranquillità attivando la garanzia di 12 mesi e richiedendo altri 6 mesi gratuiti su [www.ozz.com/warranty](http://www.ozz.com/warranty). Oltre alla nostra garanzia, sei coperto anche dai diritti legali dei consumatori del tuo Paese, garantendoti una protezione completa per il tuo acquisto.

1. Testina massaggiante
2. Spia luminosa di intensità
3. Attiva
4. Indicatore di carica della batteria
5. Display del livello di velocità
6. Pulsante di accensione
7. Cavo di ricarica
8. Testina piatta (adatta a grandi gruppi muscolari come schiena, vita e braccia)
9. Testina sferica (ideale per grandi gruppi muscolari in tutto il corpo)
10. Testina cilindrica (per articolazioni e aree mirate dei tessuti profondi)
11. Testina a U (per la colonna vertebrale e la zona dietro la caviglia)
12. Testina in silicone (ideale per tutto il corpo, in particolare per aree muscolari medio-grandi, grazie alla sua superficie morbida e delicata)
13. Testina a cucchiaio tondo (per aree muscolari localizzate e piccole)
14. Testina a campana (per gambe, braccia e collo)
15. Testina calda (per massaggiare il corpo con impacchi caldi)

#### Dettagli del prodotto

Nome prodotto	OZ-3611 Pistola massaggiante
Numero modello	OZ-3611
Ingresso di ricarica	DC 5V 1A
Tempo di ricarica	≤4.5 Ore
Tempo di utilizzo	120 minuti (livello MAX)

#### Istruzioni per la Ricarica:

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di caricarlo.
- Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo un lungo periodo di inutilizzo. Per prestazioni ottimali, è consigliabile utilizzare il dispositivo completamente carico.
- Quando il dispositivo è quasi scarico, la spia della batteria lampeggerà per ricordare di caricare il dispositivo.
- Quando il dispositivo è in carica, la spia della batteria lampeggerà e rimarrà fissa una volta completata la carica.

#### Come si Usa:

- Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere o spegnere il dispositivo. Premere nuovamente per avviare il dispositivo al livello 1 predefinito.

- Premere ripetutamente il pulsante di accensione per scorrere i 12 livelli di intensità. Il display LED mostrerà il livello corrente.
  - Livelli 1-10: Modalità a velocità costante (da delicata a forte)
  - Livelli 11-12: Modalità a velocità variabile: l'intensità aumenta e diminuisce gradualmente per un effetto massaggio ondulato
- Il dispositivo è dotato di un sensore di forza integrato:
  - Luce verde: Pressione ottimale
  - Luce blu: Pressione elevata: ridurre leggermente
  - Luce rossa: Pressione eccessiva: ridurre immediatamente per un utilizzo sicuro

#### **Precauzioni:**

- Non sovraccaricare o caricare vicino all'acqua. Non esporre ad acqua o umidità. Questo dispositivo non è impermeabile.
- Non utilizzare se danneggiato o malfunzionante.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo da adulti e tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per la vostra sicurezza, non utilizzare la pistola massaggiante mentre è in carica.
- Utilizzare il dispositivo solo sui tessuti molli del corpo senza causare dolore o fastidio. Non utilizzarlo su testa, ossa o parti sensibili del corpo.
- Interrompere l'uso del dispositivo in caso di qualsiasi segno di dolore o fastidio.
- Utilizzare solo gli accessori sui gruppi muscolari consigliati.
- Per proteggere ossa e muscoli, evitare massaggi a lungo termine su punti fissi.
- Non immergere il dispositivo in acqua né consentire all'acqua di penetrare suo interno.
- Non utilizzare su zone lese gonfie, o in presenza ferite aperte, lividi o patologie cutanee.
- Consultare il medico dell'uso in caso patologie, problemi cardiaci, diabete gravidanza.
- Non utilizzare per 60 secondi singola area. Muovere lentamente dispositivo sui muscoli.
- Non utilizzare durante il sonno, in caso di sonnolenza o sotto l'effetto di droghe o alcol.
- Utilizzare solo il caricabatterie e gli accessori forniti.
- Interrompere immediatamente l'uso in caso dolore, fastidio, vertigini anomale.
- Non smontare o tentare riparare il dispositivo autonomamente. Contattare il servizio clienti per assistenza.

#### **Pulizia:**

- Spegner e scollegare prima della pulizia.
- Per pulire, pulire la superficie del dispositivo con un panno umido e asciugarlo con un panno morbido.

#### **Servizio Clienti**

Per assistenza, visita nostro sito web: [OOZZ.com](http://OOZZ.com). Puoi anche chiamarci inviarc un messaggio WhatsApp al numero 0800 193 6789 (UK), +44 800 193 6789 (Internazionale) o inviarc un'e-mail all'indirizzo [care@oozz.com](mailto:care@oozz.com).



Bienvenue chez OZZ et félicitations pour votre nouvel achat ! Pour une tranquillité d'esprit assurée, activez votre garantie de 12 mois et bénéficiez 6 mois supplémentaires offerts sur [www.ozz.com/warranty](http://www.ozz.com/warranty). Au-delà de notre garantie, vous êtes également protégé par la législation en vigueur dans votre pays concernant les droits des consommateurs, ce qui garantit une protection complète de votre achat.

1. Tête De Massage
2. Voyant D'intensité
3. Poignée
4. Indicateur De Batterie
5. Affichage Du Niveau De Vitesse
6. Bouton Marche/Arrêt
7. Câble De Chargement
8. Tête Plate (Idéale Pour Les Grands Groupes Musculaires Comme Le Dos, La Taille Et Les Bras)
9. Tête Sphérique (Idéale Pour Les Grands Groupes Musculaires Du Corps)
10. Tête Cylindrique (Pour Les Articulations Et Les Zones Profondes Ciblées)
11. Tête En U (Pour La Colonne Vertébrale Et La Zone Derrière La Cheville)
12. Tête En Silicone (Idéale Pour Tout Le Corps, En Particulier Les Zones Musculaires Moyennes À Grandes, Grâce À Sa Surface Douce Et Agréable)
13. Tête Ronde (Pour Les Zones Musculaires Localisées Et Les Petits Muscles)
14. Tête Incurvée (Pour Les Jambes, Les Bras Et Le Cou)
15. Tête Chauffante (Massage Corporel Avec Compresse Chaude)

#### Détails Du Produit

Nom Du Produit	OZ-3611 Pistolet De Massage
Numéro De Modèle	OZ-3611
Entrée De Charge	DC 5V 1A
Temps de charge	≤4.5 Horas
Autonomie	120 minutes (Niveau Maximal)

#### Instructions de Charge:

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le charger.
- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation et après une période d'inutilisation prolongée. Pour performances optimales, lorsqu'il est complètement chargé.
- Lorsque la batterie est faible, le voyant clignote pour vous rappeler de le recharger.
- Pendant la charge, le voyant clignote et reste allumé fixe une fois la charge complète.

#### Mode d'emploi:

- Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez nouveau pour démarrer l'appareil niveau 1 par défaut.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton marche/arrêt pour parcourir les 12 niveaux d'intensité. L'écran LED affiche le niveau actuel.
  - Niveaux 1 à 10 : Modes à vitesse constante (doux à fort)
  - Niveaux 11 et 12 : Mode à vitesse variable : l'intensité augmente et diminue progressivement pour un effet de massage par vagues
- L'appareil est doté d'un capteur de pression intégré
  - Voyant vert : Pression optimale
  - Voyant bleu : Pression trop élevée - diminuez légèrement la pression
  - Voyant rouge : Pression trop forte - réduisez immédiatement la pression pour une utilisation en toute sécurité

#### **Précautions:**

- Charger uniquement avec un adaptateur certifié 5 V CC 1 A.
- Ne pas surcharger ni charger à proximité de l'eau. Ne pas exposer à l'eau ni à l'humidité. Cet appareil n'est pas étanche.
- Ne pas utiliser en cas de dommage ou de dysfonctionnement.
- Ce produit est réservé aux adultes et doit être tenu hors de portée des enfants.
- Pour votre sécurité, ne pas utiliser le pistolet de massage pendant la charge.
- Utiliser l'appareil uniquement sur les tissus mous du corps, sans provoquer de douleur ni d'inconfort. Ne pas utiliser sur la tête, les os ou les parties sensibles du corps.
- Cesser l'utilisation de l'appareil dès les premiers signes de douleur ou d'inconfort.
- Utiliser uniquement les embouts sur les groupes musculaires recommandés.
- Pour protéger les os et les muscles, éviter les massages prolongés sur des points fixes.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ni laisser l'eau y pénétrer.
- Ne pas utiliser sur des zones blessées ou enflées, ni en cas de plaies ouvertes, de contusions ou d'affections cutanées.
- Consultez votre médecin avant utilisation si vous souffrez d'affections médicales, telles que des problèmes cardiaques, du diabète ou si vous êtes enceinte.
- Ne pas utiliser pendant plus de 60 secondes par zone. Déplacez l'appareil lentement sur les muscles.
- Ne pas utiliser en dormant, en cas de somnolence sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires fournis.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation en cas de douleur, d'inconfort, de vertiges ou de réaction anormale.
- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le service client pour obtenir de l'aide.

#### **Nettoyage:**

- Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Pour le nettoyer, essuyez la surface avec un chiffon humide et séchez avec un chiffon doux.

#### **Service Client**

Pour obtenir de l'aide, veuillez consulter notre site web : [OOZZ.com](http://OOZZ.com). Vous pouvez également nous appeler ou nous contacter par WhatsApp 0800 193 6789 (UK), +44 800 193 6789 (International) ou nous envoyer un e-mail à l'adresse [care@oozz.com](mailto:care@oozz.com).



¡Bienvenido a OZZZ y enhorabuena por tu nueva compra! Garantiza tu tranquilidad activando tu garantía de 12 meses y solicitando 6 meses adicionales gratis en [www.oozz.com/warranty](http://www.oozz.com/warranty). Además de nuestra garantía, también cuentas con la protección de los derechos del consumidor de tu país, lo que asegura una cobertura total para tu compra.

1. Cabezal De Masaje
2. Luz Indicadora De Fuerza
3. Mango
4. Indicador De Batería
5. Indicador De Velocidad
6. Botón De Encendido
7. Cable De Carga
8. Cabezal Plano (Adecuado Para Grupos Musculares Grandes Espalda, Cintura Y Brazos)
9. Cabezal Esférico (Ideal Para Grupos Musculares Grandes De Todo El Cuerpo)
10. Cabezal Cilíndrico (Para Articulaciones Y Zonas Específicas De Tejido Profundo)
11. Cabezal En U (Para La Columna Vertebral Y La Zona Posterior Del Tobillo)
12. Cabezal Swamm De Silicona (Ideal Para Todo El Cuerpo, Especialmente Zonas Musculares Medianas Y Grandes, Gracias A Su Superficie Suave Y Delicada).
13. Cabezal Redondo Tipo Pala (Para Zonas Musculares Locales Y Pequeñas)
14. Cabezal Combado (Para Piernas, Brazos Y Cuello)
15. Cabezal Caliente (Masaje Corporal Con Compresas Calientes)

#### Detalles Del Producto

Nombre Del Producto	Oz-3611 Pistola De Masaje
Número De Modelo	Oz-3611
Entrada De Carga	DC 5V 1A
Carga Tiempo	≤4.5 Horas
Tiempo De Uso	120 Minutos (Nivel MÁXIMO)

#### Instrucciones de Carga:

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de cargarlo.
- Cargue el producto completamente antes de usarlo por primera vez y después de un largo periodo de inactividad. Para un rendimiento óptimo, se recomienda usar el dispositivo completamente cargado.
- Cuando la batería del dispositivo esté baja, la luz indicadora de batería parpadeará para recordarle que debe cargarlo.
- Cuando el dispositivo se esté cargando, la luz indicadora de batería parpadeará y permanecerá fija una vez que esté completamente cargado.

#### Cómo Usar:

- Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender o apagar el dispositivo. Vuelva a presionarlo para iniciar el dispositivo en el nivel 1 (predeterminado).

- Presione el botón de encendido repetidamente para recorrer los 12 niveles de intensidad. La pantalla LED mostrará el nivel actual.
  - Niveles 1-10: Modos de velocidad constante (de suave a fuerte)
  - Niveles 11-12: Modo de velocidad variable: la intensidad aumenta y disminuye gradualmente para un efecto de masaje ondulatorio
- El dispositivo cuenta con un sensor de fuerza integrado:
  - Luz verde: Presión óptima
  - Luz azul: Presión alta: reduzca ligeramente
  - Luz roja: Presión excesiva: reduzca inmediatamente para un uso seguro

#### **Precauciones:**

- Cargue únicamente con un adaptador certificado de CC 5 V 1 A.
- No sobrecargue ni cargue cerca del agua. No lo exponga al agua ni a la humedad. Este dispositivo no es resistente al agua.
- No lo utilice si está dañado o no funciona correctamente.
- El producto debe utilizado únicamente por adultos y mantenerse fuera alcance niños.
- Por su seguridad, no utilice la pistola de masaje mientras se esté cargando.
- Utilice el dispositivo únicamente sobre tejidos blandos del cuerpo, evitando así el dolor o incomodidad. No utilice en la cabeza, huesos ni partes sensibles del cuerpo.
- Deje de usar el dispositivo si nota cualquier signo de dolor o incomodidad.
- Coloque los accesorios únicamente en los grupos musculares recomendados.
- Para proteger los huesos y los músculos, evite masajes prolongados en puntos fijos.
- No sumerja el dispositivo en agua ni permita que entre agua.
- No lo utilice sobre zonas lesionadas inflamadas, tiene heridas abiertas, hematomas o afecciones cutáneas.
- Consulte a médico antes de usarlo si padece alguna afección médica, como problemas cardíacos, diabetes o si está embarazada.
- No use durante más 60 segundos en una sola zona. Mueva dispositivo sobre músculos.
- No lo utilice mientras duerme, tiene somnolencia está bajo influencia drogas o alcohol.
- Utilice únicamente el cargador y los accesorios incluidos.
- Deje usarlo inmediatamente dolor, molestias, mareos nota alguna reacción anormal.
- No desmonte ni intente reparar el dispositivo usted mismo. Contacte con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

#### **Limpieza:**

- Apague y desconecte el dispositivo antes de limpiarlo.
- Para limpiarlo, limpie la superficie del dispositivo con una toalla húmeda y séquela con una toalla suave.

#### **Atención al Cliente**

Para obtener ayuda, visite nuestro sitio web: [OOZZ.com](http://OOZZ.com). También puede llamarnos o escribirnos por WhatsApp 0800 193 6789 (UK), +44800 193 6789 (Internacional) enviarnos un correo electrónico a [care@oozz.com](mailto:care@oozz.com).



Welkom bij OZZ en gefeliciteerd met je nieuwe aankoop! Zorg voor gemoedsrust door je garantie 12 maanden activeren 6 maanden extra gratis aan vragen [www.ozz.com/warranty](http://www.ozz.com/warranty). Naast onze garantie ben je ook beschermd door de wettelijke consumentenrechten van je land, waardoor je aankoop volledig beschermd is.

1. Massagekop
2. Krachtindicator
3. Handvat
4. Batterij-indicator
5. Snelheidsweergave
6. Aan/uit-knop
7. Oplaadkabel
8. Platte kop (geschikt voor grote spiergroepen zoals de rug, taille en armen)
9. Bolvormige kop (ideaal voor grote spiergroepen over het hele lichaam)
10. Cilindervormige kop (voor gewrichten en specifieke diepe weefselgebieden)
11. U-vormige kop (voor de wervelkolom en het gebied achter de enkel)
12. Siliconen komvormige kop (ideaal voor het hele lichaam, met name middelgrote tot grote spiergroepen, dankzij het zachte en soepele oppervlak)
13. Ronde schepkop (voor lokale en kleine spiergebieden)
14. Gebogen kop (voor de benen, armen en nek)
15. Warme kop (massage met warme kompressen)

#### Productdetails

Productnaam	OZ-3611 Massagepistool
Modelnummer	OZ-3611
Oplaadspanning	DC 5V 1A
Oplaadtijd	≤4.5 Uur
Gebruikstijd	120 mins (MAX-Niveau)

#### Oplaadinstructies:

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het oplaadt.
- Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt en na een lange periode van inactiviteit. Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste gebruiken wanneer het volledig is opgeladen.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het batterij-indicatielampje om u eraan te herinneren het apparaat op te laden.
- Tijdens het opladen knippert het batterij-indicatielampje en blijft het continu branden zodra het apparaat volledig is opgeladen.

#### Gebruiksaanwijzing:

- Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen. Druk nogmaals om het apparaat standaard op niveau 1 te starten.

- Druk herhaaldelijk op de aan/uit-knop om door de 12 intensiteitsniveaus te schakelen. Het LED-display toont het huidige niveau.
  - Niveaus 1-10: Constante snelheidsstanden (van zacht tot krachtig)
  - Niveaus 11-12: Variabele snelheidsstand: de intensiteit neemt geleidelijk toe en af voor een golvend massage-effect
- Het apparaat is voorzien van een ingebouwde druksensor:
  - Groen lampje: Optimale druk
  - Blauw lampje: Te hoge druk - iets verminderen
  - Rood lampje: Te veel druk - onmiddellijk verminderen voor veilig gebruik

#### **Voorzorgsmaatregelen:**

- Alleen opladen met een gecertificeerde DC 5V 1A-adapter.
- Niet overladen en niet opladen in de buurt van water. Niet blootstellen aan water of vocht. Dit apparaat is niet waterdicht.
- Niet gebruiken als het beschadigd of defect is.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en dient buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
- Gebruik het massagepistool niet tijdens het opladen, voor uw eigen veiligheid.
- Gebruik het apparaat alleen op zachte weefsels van het lichaam zonder pijn of ongemak veroorzaken. Niet gebruiken het hoofd, botten of gevoelige lichaamsdelen.
- Stop met het gebruik van het apparaat zodra u pijn of ongemak ervaart.
- Gebruik de opzetstukken alleen op de aanbevolen spiergroepen.
- Vermijd langdurige massage op vaste punten om botten en spieren te beschermen.
- Dompel apparaat niet onder in water zorg ervoor er geen water in het apparaat komt.
- Niet gebruiken beschadigde of plekken, blauwe plekken of huidaandoeningen.
- Raadpleeg uw arts vóór gebruik als u een medische aandoening heeft, zoals hartproblemen, diabetes of als u zwanger bent.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 60 seconden op één plek. Beweeg het apparaat langzaam over de spieren.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het slapen, wanneer u slaperig bent of onder invloed van drugs of alcohol.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplader en accessoires.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als u pijn, ongemak, duizeligheid voelt of een abnormale reactie opmerkt.
- Demonteer of probeer niet zelf repareren. Neem contact klantenservice voor hulp.

#### **Reiniging:**

- Schakel het apparaat uit en koppel het los voordat u het reinigt.
- Veeg het oppervlak van het apparaat een vochtige droog het af met een zachte doek.

#### **Klantenservice**

Voor hulp kunt u terecht op onze website: [OOZZ.com](http://OOZZ.com). U kunt ons ook bellen of WhatsAppen op 0800 193 6789 (VK), +44 800 193 6789 (internationaal) of e-mailen naar [care@oozz.com](mailto:care@oozz.com).



Välkommen till OZZ och grattis till ditt nya köp! Säkra din sinnesro genom att aktivera din 12-månadersgaranti och få ytterligare 6 månader gratis på [www.ozz.com/warranty](http://www.ozz.com/warranty). Utöver vår garanti omfattas du även av ditt lands lagstadgade konsumenträttigheter, vilket garanterar ett fullständigt skydd för ditt köp.

1. Massagehuvud
2. Kraftindikatorlampa
3. Handtag
4. Batteriindikator
5. Hastighetsnivådisplay
6. Strömknapp
7. Laddningskabel
8. Platt Huvud (Lämpligt För Stora Muskelgrupper Som Rygg, Midja, Armar)
9. Sfäriskt Huvud (Perfekt För Stora Muskelgrupper Över Hela Kroppen)
10. Cylinderhuvud (För Leder Och Riktade Djupvårdningsområden)
11. U-Huvud (För Ryggraden Och Området Bakom Fotleden)
12. Silikonbassänghuvud (Perfekt För Hela Kroppen, Särskilt Medelstora Till Stora Muskelområden, Tack Vare Dess Mjuka Och Skonsamma Yta.)
13. Runt Skophuvud (För Lokala Och Små Muskelområden)
14. Kamberhuvud (För Ben, Armar Och Nacke)
15. Varmt Huvud (Massage Kroppen Med Varm Kompress)

#### Produktinformation

Produktnamn	OZ-3611 Massagepistol
Modellnummer	OZ-3611
Laddningsingång	DC 5V 1A
Laddningstid	≤4.5 Timmar
Användningstid	120 Min (MAX-Nivå)

#### Laddningsinstruktioner:

- Se till att enheten är AVSTÄNGD innan du laddar.
- Ladda produkten helt innan du använder den för första gången och efter en längre period av inaktivitet. För optimal prestanda är det bäst att använda enheten när den är fulladdad.
- När enhetens ström är låg blinkar batteriindikatorlampan för att påminna dig om att ladda enheten.
- När enheten laddas blinkar batteriindikatorlampan och lyser med fast sken när den är fulladdad.

#### Så Här Använder Du Den:

- Tryck länge på strömknappen i 3 sekunder för att slå PÅ eller AV enheten. Tryck igen för att starta enheten på nivå 1 som standard.

- Tryck upprepade gånger på strömknappen för att växla mellan 12 intensitetsnivåer. LED-displayen visar den aktuella nivån.
  - Nivåer 1-10: Konstant hastighet (svår till stark)
  - Nivåer 11-12: Variabel hastighet: intensiteten ökar och minskar gradvis för en vågliknande massageeffekt
- Apparaten har en inbyggd kraftsensor:
  - Grönt ljus: Optimalt tryck
  - Blått ljus: Högt tryck - minska trycket något
  - Rött ljus: För mycket tryck - minska omedelbart för säker användning

#### **Försiktighetsåtgärder:**

- Ladda endast med en DC 5V 1A-certifierad adapter.
- Överladda inte och ladda inte nära vatten. Utsätt inte för vatten eller fukt. Denna enhet är inte vattentät.
- Använd inte om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Produkten ska endast användas av vuxna och förvaras utom räckhåll för barn.
- För din säkerhet, använd inte massagepistolen medan den laddas.
- Använd endast enheten på kroppens mjukvävnader utan att orsaka smärta eller obehag. Använd den inte på huvudet, ben eller känsliga kroppsdelar.
- Sluta använda enheten när det finns tecken på smärta eller obehag.
- Använd endast tillbehören på de rekommenderade muskelgrupperna.
- För att skydda ben och muskler, undvik långvarig fastpunktsmassage.
- Sänk inte ner enheten i vatten och låt inte vatten komma in i enheten.
- Använd inte på skadade eller svullna områden, eller om du har öppna sår, blåmärken eller hudåkommor.
- Rådfråga läkare före användning om några medicinska tillstånd, såsom hjärtproblem, diabetes eller om du är gravid.
- Använd inte i mer än 60 sekunder på ett enda område. Rör enheten långsamt över musklerna.
- Använd inte enheten medan du sover, är dåsig eller är påverkad av droger eller alkohol.
- Använd endast den medföljande laddaren och tillbehören.
- Sluta använda den omedelbart om du känner smärta, obehag, yrsel eller märker någon onormal reaktion.
- Ta inte isär eller försök att reparera enheten själv. Kontakta kundtjänst för hjälp.

#### **Rengöring:**

- Stäng av och koppla ur den före rengöring.
- För att rengöra, torka av enhetens yta med en fuktig handduk och torka den med en mjuk handduk.

#### **Kundtjänst**

För hjälp, besök vår webbplats: [OOZZ.com](http://OOZZ.com). Du kan också ringa eller WhatsAppa oss på 0800 193 6789 (UK), +44800 193 6789 (Internationellt) eller mejla oss på [care@oozz.com](mailto:care@oozz.com).



Witamy w OZZ i gratulujemy nowego zakupu! Zapewnij sobie spokój ducha, aktywując 12-miesięczną gwarancję dodatkowe 6 miesięcy gratis stronie [www.ozz.com/warranty](http://www.ozz.com/warranty). Oprócz gwarancji, objęte również przepisami konsumenckiego obowiązującymi w Twoim kraju, co zapewnia pełną ochronę Twojego zakupu.

1. Głowica Masująca
2. Wskaźnik Siły Nacisku
3. Uchwyt
4. Wskaźnik Naładowania Baterii
5. Wskaźnik Poziomu Prędkości
6. Przycisk Zasilania
7. Kabel Do Ładowania
8. Głowica Płaska (Odpowiednia Do Masażu Dużych Mięśni, Takich Plecy, Talia, Ramiona)
9. Głowica Kulista (Idealna Do Masażu Dużych Grup Mięśni Całego Ciała)
10. Głowica Cylindryczna (Do Stawów I Docelowych Obszarów Tkanek Głębokich)
11. Głowica W Kształcie Litery U (Do Kręgosłupa I Okolicy Za Kostką)
12. Silikonowa Głowica Typu Swimm (Idealna Do Masażu Całego Ciała, Szczególnie Średnich I Dużych Mięśni, Ze Względu Na Miękką I Delikatną Powierzchnię).
13. Okrągła Głowica Z Wypustkami (Do Masażu Lokalnych I Małych Mięśni)
14. Głowica Wygięta (Do Nóg, Ramion I Szyi)
15. Głowica Rozgrzewająca (Masuje Ciało Gorącym Kompresem)

#### Szczegóły Produktu

Nazwa Produktu	OZ-3611 Pistolet Do Masażu
Numer Modelu	OZ-3611
Wejście Ładowania	DC 5V 1A
Czas Ładowania	≤4.5 Godziny
Czas Użytkowania	120 Minut (Poziom MAX)

#### Instrukcja ładowania:

- Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Naładuj produkt w pełni przed pierwszym użyciem i po długim okresie nieużywania. Aby uzyskać optymalną wydajność, najlepiej używać urządzenia pełnym naładowaniu.
- Gdy poziom naładowania urządzenia jest niski, wskaźnik poziomu naładowania baterii będzie migać, przypominając o konieczności naładowania urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenia wskaźnik poziomu naładowania baterii będzie migać i świecić światłem ciągłym po pełnym naładowaniu.

#### Sposób Użycia:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. Naciśnij ponownie, aby uruchomić urządzenie na domyślnym poziomie 1.
- Naciskaj przycisk zasilania kilkakrotnie, aby przełączać się między 12 poziomami intensywności. Wyświetlacz LED pokaże aktualny poziom.

- Poziomy 1-10: Tryby stałej prędkości (od delikatnego do mocnego)
- Poziomy 11-12: Tryb zmiennej prędkości: intensywność stopniowo rośnie i maleje, zapewniając efekt masażu przypominającego fale
- Urządzenie posiada wbudowany czujnik siły:
  - Zielone światło: Optymalne ciśnienie
  - Niebieskie światło: Wysokie ciśnienie - delikatnie zmniejsz
  - Czerwone światło: Zbyt duże ciśnienie - natychmiast zmniejsz, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie

### Środki Ostrożności:

- Ładować wyłącznie za pomocą certyfikowanego zasilacza DC 5 V 1 A.
- Nie przeladowywać ani nie ładować w pobliżu wody. Nie wystawiać na działanie wody ani wilgoci. Urządzenie nie jest wodoodporne.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Produkt powinien używany wyłącznie osoby dorosłe przechowywać zasięgiem dzieci.
- Dla bezpieczeństwa nie należy używać pistoletu do masażu podczas ładowania.
- Używać urządzenia wyłącznie na tkankach miękkich ciała, nie powodując bólu ani dyskomfortu. Nie stosować na głowie, kościach ani wrażliwych częściach ciała.
- Przerwać używanie urządzenia w wystąpienia jakichkolwiek oznak bólu dyskomfortu.
- Nakładki należy nakładać tylko na zalecane grupy mięśni.
- Aby chronić kości i mięśnie, należy unikać długotrwałego masażu punktowego.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie dopuścić przedostania się wody wnętrza urządzenia.
- Nie stosować na rany, obrzęki ani w przypadku otwartych, siniaków lub chorób skóry.
- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli cierpisz na jakiegokolwiek schorzenia, takie jak problemy z sercem, cukrzyca lub jesteś w ciąży.
- Nie używaj dłużej 60 sekund w jednym miejscu. Przesuwaj urządzenie po mięśniach.
- Nie używaj urządzenia podczas, senności ani pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Używaj wyłącznie dołączonej ładowarki i akcesoriów.
- Natychmiast przerwij używanie, jeśli poczujesz ból, dyskomfort, zawroty głowy lub zauważysz jakąkolwiek nietypową reakcję.
- Nie rozmontowuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

### Czyszczenie:

- Wyłącz i odłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Aby wyczyścić, przetrzyj powierzchnię urządzenia wilgotnym ręcznikiem i osusz ją miękkim ręcznikiem.

### Obsługa Klienta

Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę internetową: [OOZZ.com](http://OOZZ.com). Możesz również zadzwonić lub wysłać wiadomość WhatsApp numer 0800193 6789 (UK), +44800 193 6789 (Międzynarodowe) lub wysłać e-mail na adres [care@oozz.com](mailto:care@oozz.com).



مرحبًا بك في OZZ، ونهنئك على عملية الشراء الجديدة! تمتع براحة البال من خلال تفعيل ضمانك لمدة 12 شهرًا، واحصل على 6 أشهر إضافية مجانًا عبر [www.ozz.com/warranty](http://www.ozz.com/warranty). وبالإضافة إلى ضماننا، فأنت تتمتع أيضًا بحقوق المستهلك المنصوص عليها في القوانين المحلية، والتي تكفل لك حماية كاملة لعملية الشراء.

- 1 رأس التدليك
- 2 ضوء مؤشر القوة
- 3 المقبض
- 4 مؤشر البطارية
- 5 عرض مستوى السرعة
- 6 زر التشغيل
- 7 كابل شحن
- 8 رأس مسطح (مناسب لمجموعات العضلات الكبيرة مثل الظهر والخصر والذراعين)
- 9 رأس كروي (مثالي لمجموعات العضلات الكبيرة في جميع أنحاء الجسم)
- 10 رأس أسطواني (للمفاصل ومناطق الأنسجة العميقة المستهدفة)
- 11 رأس على شكل حرف U (للعמוד الفقري والمنطقة خلف الكاحل)
- 12 رأس إسفنجي من السيليكون (مثالي لكامل الجسم، خاصةً للمناطق العضلية المتوسطة إلى الكبيرة، بفضل سطحه الناعم واللطيف).
- 13 رأس دائري مجوّف (للمناطق الموضعية والعضلات الصغيرة)
- 14 رأس مقوّس (للساقين والذراعين والرقبة)
- 15 رأس دافئ (لتدليك الجسم باستخدام حرارة دافئة)

#### تفاصيل المنتج

اسم المنتج	مسدس تدليك OZ-3611
رقم الطراز	3611-OZ
مدخلات الشحن	تيار مستمر 5 فولت 1 أمبير
وقت الشحن	≥ 4.5 ساعة
وقت الاستخدام	120 دقيقة (المستوى الأقصى)

#### تعليمات الشحن:

- تأكدي من إيقاف تشغيل الجهاز قبل شحنه.
- اشحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة وبعد فترة طويلة من عدم استخدامه. للحصول على الأداء الأمثل، يوصى باستخدام الجهاز عند اكتمال شحنه.
- عندما تكون طاقة الجهاز منخفضة، يومض مؤشر البطارية الضوئي لتنبيهك إلى ضرورة شحن الجهاز.
- عند شحن الجهاز، يومض ضوء مؤشر البطارية، ويبقى مضاءً بشكل ثابت عند اكتمال الشحن.

#### كيفية الاستخدام:

- اضغط مطولاً على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. اضغط مرة أخرى لبدء تشغيل الجهاز على المستوى 1 بشكل افتراضي.
- اضغط على زر التشغيل بشكل متكرر للتنقل بين 12 مستوى من مستويات الشدة. تُظهر شاشة LED المستوى الحالي.
- المستويات 1-10: أوضاع السرعة الثابتة (منخفضة إلى عالية)

- المستويات 11-12: وضع السرعة المتغيرة: تزداد الشدة وتقل تدريجيًا للحصول على تأثير تدليك يشبه الموجة
- يتميز الجهاز بمستشعر قوة مدمج:
  - ضوء أخضر: الضغط الأمثل
  - ضوء أزرق: ضغط مرتفع - خفف قليلاً
  - ضوء أحمر: ضغط شديد للغاية - قم بتخفيفه على الفور من أجل الاستخدام الآمن

#### احتياطات:

- اشحن الجهاز فقط باستخدام محول تيار مستمر معتمد 5 فولت 1 أمبير
- تجنب الشحن الزائد أو الشحن بالقرب من الماء. لا تعرض الجهاز للماء أو الرطوبة. هذا الجهاز غير مقاوم للماء
- لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفًا أو به خلل
- يجب استخدام هذا المنتج من قبل البالغين فقط، ويُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال
- لسلامتك، لا تستخدم جهاز التدليك أثناء الشحن
- استخدم الجهاز فقط على الأنسجة الرخوة في الجسم دون التسبب بالألم أو انزعاج. لا تستخدمه على الرأس أو العظام أو المناطق الحساسة من الجسم
- توقف عن استخدام الجهاز فورًا عند الشعور بأي ألم أو انزعاج
- ضع الملحقات فقط على مجموعات العضلات الموصى بها
- لحماية العظام والعضلات، تجنب التدليك المطول لنقاط محددة
- لا تغمر الجهاز في الماء أو تسمح بدخول الماء إليه
- لا تستخدمه على المناطق المصابة أو المتورمة، أو إذا كنت تعاني من جروح مفتوحة أو كدمات أو أمراض جلدية
- استشر طبيبك قبل الاستخدام إذا كنت تعاني من أي حالة طبية، مثل مشاكل في القلب أو السكري، أو إذا كنت حاملاً
- لا تستخدم الجهاز لأكثر من 60 ثانية على منطقة واحدة. حرك الجهاز ببطء على العضلات
- لا تستخدمه أثناء النوم أو النعاس أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول
- استخدم الشاحن والملحقات المرفقة فقط
- توقف عن الاستخدام فورًا إذا شعرت بالألم أو انزعاج أو دوار أو لاحظت أي رد فعل غير طبيعي
- لا تفكك الجهاز أو تحاول إصلاحه بنفسك. تواصل مع خدمة العملاء للحصول على المساعدة

#### التنظيف :

- أطفئ الجهاز وافصله قبل التنظيف
- للتنظيف، امسح سطح الجهاز بمنشفة مبللة ثم جففه بمنشفة ناعمة

#### خدمة العملاء:

للحصول على المساعدة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: [OOZZ.com](http://OOZZ.com). كما يمكنك الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر واتساب على الأرقام التالية: 6789 193 0800 (المملكة المتحدة)، +6789 193 800 44 (دوليًا)، أو عبر البريد الإلكتروني: [care@oozz.com](mailto:care@oozz.com)

