

oozz

0Z-3631




Importer: Elite Capital Limited

Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street,
Birmingham, B1 1SB, United Kingdom.

Website: oozz.com

Email: care@oozz.com

OZ-3631





14



15



16




17



18




19



20



21



Type C



USB



(Self Provided)
Note: The Output
is 5V-1A mobile
phone charging head

Welcome to OOOZ and congratulations on your new purchase! Secure your peace of mind by activating your 12-month warranty and claiming extra 6 months for free at www.oozz.com/warranty. Beyond our warranty, you are also covered by your country's legal consumer rights, ensuring complete protection for your purchase.

1. Massage Head
2. Battery Pack
3. Handle
4. Battery Indicator
5. Force Indicator
6. Speed Indicator
7. Cold Compress Indicator
8. Hot Compress Indicator
9. Speed Increase Button
10. Power Button
11. Speed Decrease Button
12. Charging Cable
13. Flat Head (Suitable for large muscle groups such as the back, waist, arm)
14. Sphere Head (For large muscle groups across the body)
15. Cylinder Head (For joints and targeted deep-tissue areas)
16. U-Head (For the spine and area behind the ankle)
17. Finger Head (For deep-tissue area such as soles, joints, palms)
18. Silicone Swamm Head (for the whole body, especially medium to large muscle areas, due to its soft and gentle surface)
19. Round Scoop Head (For small muscle areas)
20. Camber Head (Ideal for the legs, arms, and neck)
21. Hot & Cold Head (Features a heating function that reaches up to 50°C to relax muscles, and a cooling function that drops to 10-15°C to reduce soreness and swelling)

Product Details

Product Name	OZ-3631 Massage Gun
Model Number	OZ-3631
Charging Input	DC 5V 2A
Speed (Maximum and Minimum)	1600-3000 r/min
Charging Time	≤5 Hours
Usage Time	120 mins

Charging Instructions:

- Make sure the device is switched OFF before charging.
- Charge the product fully before you use it for the first time and after a long period of disuse. For optimal performance, it is best to use the device when fully charged.

- To charge the device, remove the battery pack from the massage gun. Connect the Type-C converter to the battery, then plug in the USB cable and connect it to a power source or USB adapter.
- Once the battery is fully charged, attach the battery back onto the device.
- When the device power is low, the Battery Indicator will flash to remind you to charge the device.
- When the battery pack is charging, the indicator light on the battery pack will turn red. It will change to Green when fully charged.

Remark: This massage gun includes an extra replaceable battery pack, so you won't run out of power during your massage sessions.

How to use:

- Long press the power button to Turn ON or Turn OFF the device.
- Press '▲and▼' button to adjust massage force (1600-3000). The LED Display will correspond to the selected level of force.
- Click the '▲' button to start the vibration and increase the force intensity and click '▼' key to decrease the force intensity.
- **Hot & Cold Head:** Press the start button once to activate the cold (blue) mode and press it again to switch to the hot (red) mode.

Note: To ensure optimal performance, set the massage gun to **the lowest speed** when using the hot & cold head.

Precautions:

- Charge only with DC 5V 2A certified adapter.
- Do not overcharge or charge near water. Do not expose to water or moisture. This device is not waterproof.
- Do not use if damaged or malfunctioning.
- The product should be used by adults only and keep out of reach of children.
- For your safety, do not use the massage gun while it is charging.
- Use the device only on soft tissues of the body without causing pain or discomfort. Do not use it on head, bones of sensitive parts of the body.
- Stop using the device once there is any sign of pain or discomfort.
- Only the attachments on the recommended muscle groups.
- To protect the bones and muscles, avoid long-term fixed-point massage.
- Do not immerse the device in water or allow water to enter the device.
- Do not use on injured or swollen areas, or if you have open wounds, bruises, or skin conditions.
- Consult your doctor before use if you have any medical conditions, such as heart problems, diabetes, or if you are pregnant.
- Do not use for more than 60 seconds on a single area. Move the device slowly across muscles.
- Do not operate while sleeping, drowsy, or under the influence of drugs or alcohol.
- Use only the provided charger and accessories.
- Stop use immediately if you feel pain, discomfort, dizziness, or notice any abnormal reaction.

- Do not disassemble or attempt to repair the device yourself. Contact customer service for assistance.

Cleaning:

- Power off and disconnect before cleaning.
- To clean, wipe the surface of the device with a damp towel and dry it with a soft towel.

Customer Service

For assistance, please visit our website: OOZZ.com. You can also call or WhatsApp us on 0800 193 6789 (UK), +44800 193 6789 (International) or email us at care@oozz.com.



Willkommen bei OZZ und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Kauf! Sichern Sie sich sorgenfreie Nutzung, indem Sie Ihre 12-monatige Garantie aktivieren und zusätzlich 6 Monate kostenlos unter www.ozz.com/warranty beantragen. Neben unserer Garantie profitieren Sie auch von den gesetzlichen Verbraucherrechten Ihres Landes, die Ihren Kauf umfassend schützen.

1. Massagekopf
2. Akku
3. Griff
4. Akkuanzeige
5. Intensitätsanzeige
6. Geschwindigkeitsanzeige
7. Anzeige Für Kältekompression
8. Anzeige Für Wärmekompression
9. Taste Zum Erhöhen Der Geschwindigkeit
10. Ein-/Ausschalter
11. Taste Zum Verringern Der Geschwindigkeit
12. Ladekabel
13. Flacher Kopf (Geeignet Für Große Muskelgruppen Wie Rücken, Taille Und Arme)
14. Kugelkopf (Für Große Muskelgruppen Am Ganzen Körper)
15. Zylinderkopf (Für Gelenke Und Gezielte Tiefengewebsmassage)
16. U-Kopf (Für Wirbelsäule Und Den Bereich Hinter Dem Knöchel)
17. Fingerkopf (Für Tiefengewebsmassage An Fußsohlen, Gelenken Und Handflächen)
18. Silikon-Schwämmkopf (Für Den Ganzen Körper, Insbesondere Für Mittlere Bis Große Muskelgruppen, Dank Seiner Weichen Und Sanften Oberfläche)
19. Runder Schaufelkopf (Für Kleine Muskelgruppen)
20. Wölbter Kopf (Ideal Für Beine, Arme Und Nacken)
21. Warm- Und Kaltkopf (Mit Heizfunktion) (Erreicht Bis Zu 50 °C Zur Muskelentspannung Und Verfügt Über Eine Kühlfunktion, Die Auf 10–15 °C Absinkt, Um Muskelkater Und Schwellungen Zu Reduzieren.)

Produktdetails

Produktname	OZ-3631 Massagepistole
Modellnummer	OZ-3631
Ladeingang	DC 5V 2A
Geschwindigkeit (Maximal Und Minimal)	1600-3000 R/Min
Ladezeit	≤ 5 Stunden
Nutzungszeit	120 Minuten

Ladehinweise:

- Sie sicher, dass das Gerät vor dem Laden ausgeschaltet ist.

- Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung und nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf. Für optimale Leistung verwenden Sie das Gerät am besten im voll aufgeladenen Zustand.
- Zum Laden des Geräts entnehmen Sie den Akku aus der Massagepistole. Verbinden Sie den USB-C-Adapter mit dem Akku, stecken Sie dann das USB-Kabel ein und verbinden Sie es mit einer Stromquelle oder einem USB-Netzteil.
- Sobald der Akku vollständig geladen ist, setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein.
- Bei niedrigem Akkustand blinkt die Akkuanzeige, um Sie an das Aufladen zu erinnern.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte am Akku rot. Sobald der Akku vollständig geladen ist, wechselt sie zu Grün.

Hinweis: Diese Massagepistole wird mit einem zusätzlichen, austauschbaren Akku geliefert, sodass Ihnen während der Massage nicht der Strom ausgeht.

Anwendung:

- Halten Sie den Ein-/Ausschalter gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Stellen Sie die Massageintensität (1600 – 3000) mit den Tasten „▲“ und „▼“ ein. Die LED-Anzeige zeigt die gewählte Intensitätsstufe an.
- Drücken Sie die Taste „▲“, um die Vibration zu starten und die Intensität zu erhöhen, und die Taste „▼“, um sie zu verringern.
- **Kalt-/Warmmassagekopf:** Drücken Sie die Starttaste einmal, um den Kaltmodus (blau) zu aktivieren, und erneut, um zum Warmmodus (rot) zu wechseln.

Hinweis: Für optimale Ergebnisse stellen Sie die Massagepistole bei Verwendung des Kalt-/Warmmassagekopfs auf die niedrigste Stufe ein.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Nur mit einem zertifizierten 5V/1A-Netzteil aufladen.
- Nicht überladen oder in der Nähe von Wasser laden. Nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung bringen. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.
- Nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Das Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie Massagepistole aus Sicherheitsgründen nicht während Ladevorgangs.
- Verwenden Sie das Gerät nur an weichen Körperteilen, ohne Schmerzen oder Unbehagen zu verursachen. Nicht am Kopf, an Knochen oder an empfindlichen Körperstellen anwenden.
- Beenden Sie die Anwendung, sobald Schmerzen oder Unbehagen auftreten.
- Verwenden Sie nur die Aufsätze an den empfohlenen Muskelgruppen.
- Um Knochen und Muskeln zu schonen, vermeiden längere Massagen derselben Stelle.
- Tauchen Sie Gerät nicht in Wasser und achten Sie darauf, Wasser in Gerät eindringt.
- Nicht auf verletzten oder geschwollenen Stellen oder bei offenen Wunden, Prellungen oder Hauterkrankungen anwenden.
- Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie an einer Erkrankung leiden, z. B. an Herzproblemen oder Diabetes, oder wenn Sie schwanger sind.
- Wenden Sie das Gerät nicht länger als 60 Sekunden an einer Stelle an. Bewegen Sie es langsam über die Muskeln.

- Benutzen Sie das Gerät nicht Schlaf, Müdigkeit oder Einfluss Drogen oder Alkohol.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät und Zubehör.
- Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Schmerzen, Unwohlsein, Schwindel oder andere ungewöhnliche Reaktionen verspüren.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

Reinigung:

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch.

Kundenservice

Bei Fragen besuchen Sie bitte unsere Website: OOZZ.com. Sie erreichen uns auch telefonisch oder per WhatsApp unter 0800 193 6789 (UK), +44800 193 6789 (international) oder per E-Mail unter care@oozz.com.



Benvenuto su OZZ e congratulazioni per il tuo nuovo acquisto! Assicurati la massima tranquillità attivando la garanzia di 12 mesi e richiedendo altri 6 mesi gratuiti su www.ozz.com/warranty. Oltre alla nostra garanzia, sei coperto anche dai diritti legali dei consumatori del tuo Paese, garantendoti una protezione completa per il tuo acquisto.

1. Testina Massaggiante
2. Batteria
3. Impugnatura
4. Indicatore Della Batteria
5. Indicatore Di Forza
6. Indicatore Di Velocità
7. Indicatore Di Impacco Freddo
8. Indicatore Di Impacco Caldo
9. Pulsante Di Aumento Della Velocità
10. Pulsante Di Accensione
11. Pulsante Di Diminuzione Della Velocità
12. Cavo Di Ricarica
13. Testina Piatta (Adatta A Grandi Gruppi Muscolari Come Schiena, Vita, Braccia)
14. Testina Sferica (Per Grandi Gruppi Muscolari In Tutto Il Corpo)
15. Testina Cilindrica (Per Articolazioni E Aree Mirate Dei Tessuti Profondi)
16. Testina A U (Per La Colonna Vertebrale E La Zona Dietro La Caviglia)
17. Testina Per Dita (Per Aree Dei Tessuti Profondi Come Punte Dei Piedi, Articolazioni, Palmi Delle Mani)
18. Testina In Silicone (Per Tutto Il Corpo, In Particolare Per Aree Muscolari Da Medie A Grandi, Grazie Alla Sua Superficie Morbida E Delicata)
19. Testina Rotonda (Per Aree Muscolari Piccole)
20. Testina A Campana (Ideale Per Gambe, Braccia E Collo)
21. Testina Calda E Fredda (Dotata Di Riscaldamento (Funzione Che Raggiunge I 50 °C Per Rilassare I Muscoli E Funzione Di Raffreddamento Che Scende A 10-15 °C Per Ridurre Indolenzimento E Gonfiore)

Dettagli Del Prodotto

Nome Prodotto	OZ-3631 Pistola Massaggiante
Numero Modello	OZ-3631
Ingresso Di Ricarica	DC 5V 2A
Velocità (Massima E Minima)	1600-3000 R/Min
Tempo Di Ricarica	≤5 Ore
Tempo Di Utilizzo	120 Minuti

Istruzioni di Ricarica:

- Assicurarsi che il dispositivo sia SPENTO prima della ricarica.

- Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo e dopo un lungo periodo di inutilizzo. Per prestazioni ottimali, è consigliabile utilizzare il dispositivo quando è completamente carico.
- Per ricaricare il dispositivo, rimuovere il pacco batteria dalla pistola massaggiante. Collegare il convertitore Type-C alla batteria, quindi inserire il cavo USB e collegarlo a una fonte di alimentazione o a un adattatore USB.
- Una volta che la batteria è completamente carica, riattaccare il pacco batteria al dispositivo.
Quando il livello di carica è basso, l'indicatore della batteria lampeggerà per ricordare di ricaricare il dispositivo.
Durante la ricarica del pacco batteria, la spia luminosa diventa rossa. Diventa verde quando la carica è completa.

Nota: Questa pistola massaggiante include un pacco batteria di ricambio sostituibile, così non rimarrai senza energia durante le sessioni di massaggio.

Modalità d'uso:

- Tenere premuto il pulsante di accensione per **ACCENDERE** o **SPEGNERE** il dispositivo.
- Premere i pulsanti **▲ e ▼** per regolare la forza del massaggio (1600–3000). Il display LED mostrerà il livello di forza selezionato.
- Premere il pulsante **▲** per avviare la vibrazione e aumentare l'intensità; premere il pulsante **▼** per ridurre l'intensità.
- **Testina caldo & freddo:** premere una volta il pulsante di avvio per attivare la modalità fredda (blu) e premere nuovamente per passare alla modalità calda (rossa).

Nota: Per garantire prestazioni ottimali, impostare la pistola massaggiante alla velocità più bassa quando si utilizza la testina caldo & freddo.

Precauzioni:

- Non sovraccaricare o caricare vicino all'acqua. Non esporre ad acqua o umidità. Questo dispositivo non è impermeabile.
- Non utilizzare se danneggiato o malfunzionante.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo da adulti e tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per la vostra sicurezza, non utilizzare la pistola massaggiante mentre è in carica.
- Utilizzare il dispositivo solo sui tessuti molli del corpo senza causare dolore o fastidio. Non utilizzarlo su testa, ossa o parti sensibili del corpo.
- Interrompere l'uso del dispositivo in caso di qualsiasi segno di dolore o fastidio.
- Utilizzare solo gli accessori sui gruppi muscolari consigliati.
- Per proteggere ossa e muscoli, evitare massaggi a lungo termine su punti fissi.
- Non immergere il dispositivo in acqua né consentire all'acqua di penetrare suo interno.
- Non utilizzare su zone lese gonfie, in presenza ferite aperte, lividi o patologie cutanee.
- Consultare il medico dell'uso in caso patologie, problemi cardiaci, diabete gravidanza.
- Non utilizzare per 60 secondi singola area. Muovere lentamente dispositivo sui muscoli.
- Non utilizzare durante il sonno, in caso di sonnolenza o sotto l'effetto di droghe o alcol.
- Utilizzare solo il caricabatterie e gli accessori forniti.

- Interrompere immediatamente l'uso in dolore, fastidio, vertigini reazioni anomale.
- Non smontare o tentare riparare il dispositivo autonomamente. Contattare il servizio clienti per assistenza.

Pulizia:

- Spegnere e scollegare prima della pulizia.
- Per pulire, pulire la superficie del dispositivo con un panno umido e asciugarlo con un panno morbido.

Servizio Clienti

Per assistenza, visita nostro sito web: OOZZ.com. Puoi anche chiamarci inviarc un messaggio WhatsApp al numero 0800 193 6789 (UK), +44 800 193 6789 (Internazionale) o inviarc un'e-mail all'indirizzo care@oozz.com.



Bienvenue chez OZZ et félicitations pour votre nouvel achat ! Pour une tranquillité d'esprit assurée, activez votre garantie de 12 mois et bénéficiez 6 mois supplémentaires offerts sur www.ozz.com/warranty. Au-delà de notre garantie, vous êtes également protégé par la législation en vigueur dans votre pays concernant les droits des consommateurs, ce qui garantit une protection complète de votre achat.

1. Tête De Massage
2. Bloc-Batterie
3. Poignée
4. Indicateur De Batterie
5. Indicateur De Force
6. Indicateur De Vitesse
7. Indicateur De Compresse Froide
8. Indicateur De Compresse Chaude
9. Bouton D'augmentation De La Vitesse
10. Bouton Marche/Arrêt
11. Bouton De Diminution De La Vitesse
12. Câble De Chargement
13. Tête Plate (Convient Aux Grands Groupes Musculaires Comme Le Dos, La Taille Et Les Bras)
14. Tête Sphérique (Pour Les Grands Groupes Musculaires Du Corps)
15. Tête Cylindrique (Pour Les Articulations Et Les Zones Ciblées En Profondeur)
16. Tête En U (Pour La Colonne Vertébrale Et La Zone Derrière La Cheville)
17. Tête À Doigts (Pour Les Zones En Profondeur Comme La Plante Des Pieds, Les Articulations Et Les Paumes)
18. Tête En Silicone (Pour Tout Le Corps, En Particulier Les Zones Musculaires Moyennes À Grandes, Grâce À Sa Surface Douce Et Agréable)
19. Tête Ronde (Pour Les Petites Zones Musculaires)
20. Tête Incurvée (Idéale Pour Les Jambes, Les Bras Et Le Cou)
21. Tête Chaud/Froid (Fonction Chauffante) Atteint Une Température De 50 °C Pour Détendre Les Muscles Et Dispose D'une Fonction De Refroidissement (10-15 °C) Pour Réduire Les Douleurs Et Les Gonflements.

Détails Du Produit

Nom Du Produit	OZ-3631 Pistolet De Massage
Numéro De Modèle	OZ-3631
Entrée De Charge	DC 5V 2A
Vitesse (Maximum Et Minimum)	1600-3000 R/Min
Temps De Charge	≤5 Heures
Autonomie	120 Minutes

Instructions de Charge:

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le charger.
- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation et après une période d'inutilisation prolongée. Pour des performances optimales, il est préférable de l'utiliser lorsqu'il est complètement chargé.
- Pour charger l'appareil, retirez la batterie du pistolet de massage. Connectez l'adaptateur USB-C à la batterie, puis branchez le câble USB à une source d'alimentation ou à un adaptateur USB.
- Une fois la batterie complètement chargée, remettez-la en place.
- Lorsque la batterie est faible, le voyant clignote pour vous rappeler de la recharger.
- Pendant la charge, le voyant de la batterie devient rouge. Il passe au vert une fois la charge complète.

Remarque : Ce pistolet de massage est fourni avec une batterie de rechange, vous assurant ainsi une utilisation continue.

Utilisation:

- Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil.
- Appuyez sur les boutons « ▲ » et « ▼ » pour régler l'intensité du massage (1600-3000). L'affichage LED indique le niveau d'intensité sélectionné.
- Appuyez sur le bouton « ▲ » pour activer les vibrations et augmenter l'intensité, et sur le bouton « ▼ » pour la diminuer.
- **Tête chaude/froide** : Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt pour activer le mode froid (bleu) et une seconde fois pour passer au mode chaud (rouge).

Remarque : Pour une performance optimale, utilisez la tête chaude/froide au minimum.

Précautions:

- Charger uniquement avec un adaptateur certifié 5 V CC 1 A.
- Ne pas surcharger ni charger à proximité de l'eau. Ne pas exposer à l'eau ni à l'humidité. Cet appareil n'est pas étanche.
- Ne pas utiliser en cas de dommage ou de dysfonctionnement.
- Ce produit est réservé aux adultes et doit être tenu hors de portée des enfants.
- Pour votre sécurité, ne pas utiliser le pistolet de massage pendant la charge.
- Utiliser l'appareil uniquement sur les tissus mous du corps, sans provoquer de douleur ni d'inconfort. Ne pas utiliser sur la tête, les os ou les parties sensibles du corps.
- Cesser l'utilisation de l'appareil dès les premiers signes de douleur ou d'inconfort.
- Utiliser uniquement les embouts sur les groupes musculaires recommandés.
- Pour protéger les os et les muscles, éviter les massages prolongés sur des points fixes.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ni laisser l'eau y pénétrer.
- Ne pas utiliser sur des zones blessées ou enflées, ni en cas de plaies ouvertes, de contusions ou d'affections cutanées.
- Consultez votre médecin avant utilisation si vous souffrez d'affections médicales, telles que des problèmes cardiaques, du diabète ou si vous êtes enceinte.
- Ne pas utiliser pendant plus de 60 secondes sur une même zone. Déplacez l'appareil lentement sur les muscles.
- Ne pas utiliser en dormant, en cas de somnolence sous l'influence de drogues ou d'alcool.

- Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires fournis.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation douleur, d'inconfort, vertiges réaction anormale.
- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le service client pour obtenir de l'aide.

Nettoyage:

- Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Pour le nettoyer, essuyez surface avec chiffon humide et séchez avec un chiffon doux.

Service Client

Pour obtenir de l'aide, veuillez consulter notre site web : OOZZ.com. Vous pouvez également nous appeler contacter par WhatsApp 0800 193 6789 (UK), +44 800 193 6789 (International) ou nous envoyer un courriel à l'adresse care@oozz.com.



¡Bienvenido a OZZZ y enhorabuena por tu nueva compra! Garantiza tu tranquilidad activando tu garantía de 12 meses y solicitando 6 meses adicionales gratis en www.ozzz.com/warranty. Además de nuestra garantía, también cuentas con protección de los derechos del consumidor de tu país, lo que asegura una cobertura total para tu compra.

1. Cabezal De Masaje
2. Batería
3. Mango
4. Indicador De Batería
5. Indicador De Fuerza
6. Indicador De Velocidad
7. Indicador De Compresa Fría
8. Indicador De Compresa Caliente
9. Botón Para Aumentar La Velocidad
10. Botón De Encendido
11. Botón Para Disminuir La Velocidad
12. Cable De Carga
13. Cabezal Plano (Adecuado Para Grupos Musculares Grandes Como La Espalda, La Cintura Y Los Brazos)
14. Cabezal Esférico (Para Grupos Musculares Grandes En Todo El Cuerpo)
15. Cabezal Cilíndrico (Para Articulaciones Y Zonas Específicas De Tejido Profundo)
16. Cabezal En U (Para La Columna Vertebral Y La Zona Detrás Del Tobillo)
17. Cabezal De Dedo (Para Zonas De Tejido Profundo Como Plantas De Los Pies, Articulaciones Y Palmas De Las Manos)
18. Cabezal Swamm De Silicona (Para Todo El Cuerpo, Especialmente Zonas De Músculos Medianos Y Grandes, Gracias A Su Superficie Suave Y Delicada)
19. Cabezal Redondo (Para Zonas De Músculos Pequeños)
20. Cabezal Combado (Ideal Para Piernas, Brazos Y Cuello)
21. Cabezal De Calor Y Frío (Cuenta Con Una Función De Calor Que Alcanza Hasta 50 °C Para Relajar Los Músculos Y Una Función De Enfriamiento Que Reduce La Temperatura A 10-15 °C Para Reducir El Dolor Y La Hinchazón).

Detalles Del Producto

Nombre Del Producto	OZ-3631 Pistola De Masaje
Número De Modelo	OZ-3631
Entrada De Carga	DC 5V 2A
Velocidad (Máxima Y Mínima)	1600-3000 R/Min
Tiempo De Carga:	≤5 Horas
Duración De La Batería	120 Minutos

Instrucciones de Carga:

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de cargarlo.

- Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso y después de períodos prolongados de inactividad. Para un rendimiento óptimo, se recomienda usar el dispositivo completamente cargado.
- Para cargar el dispositivo, retire la batería de la pistola de masaje. Conecte el adaptador USB-C a la batería y luego conecte el cable USB a una fuente de alimentación o un adaptador USB.
- Una vez que la batería esté completamente cargada Una vez cargada, vuelva a colocarla en el dispositivo.
- Cuando la batería esté baja, la luz indicadora parpadeará para recordarle que debe recargarla.
- Durante la carga, la luz indicadora se encenderá en rojo y verde una vez que la batería esté completamente cargada.

Nota: Esta pistola de masaje incluye una batería de repuesto para garantizar un uso continuo.

Cómo Usar:

- Mantenga presionado el botón de encendido para encender o apagar el dispositivo.
- Use los botones ▲ y ▼ para ajustar la intensidad del masaje (1600-3000). La pantalla LED muestra el nivel de intensidad seleccionado.
- Presione el botón ▲ para activar las vibraciones y aumentar la intensidad; presione el botón ▼ para disminuirla.
- **Cabezales fríos y calientes:** Presione el botón de encendido/apagado una vez para activar el modo frío (azul) y una segunda vez para cambiar al modo caliente (rojo).

Nota: Para un rendimiento óptimo, use la pistola de masaje a la velocidad más baja con los cabezales fríos y calientes.

Precauciones:

- Cargue únicamente con un adaptador certificado de CC 5 V 1 A.
- No sobrecargue ni cargue cerca del agua. No lo exponga al agua ni a la humedad. Este dispositivo no es resistente al agua.
- No lo utilice si está dañado o no funciona correctamente.
- El producto debe utilizado únicamente por adultos y mantenerse fuera alcance niños.
- Por su seguridad, no utilice la pistola de masaje mientras se esté cargando.
- Utilice el dispositivo únicamente sobre tejidos blandos del cuerpo, evitando así el dolor o la incomodidad. No lo utilice en la cabeza, huesos ni partes sensibles del cuerpo.
- Deje de usar el dispositivo si nota cualquier signo de dolor o incomodidad.
- Coloque los accesorios únicamente en los grupos musculares recomendados.
- Para proteger los huesos y los músculos, evite masajes prolongados en puntos fijos.
- No sumerja el dispositivo en agua ni permita que entre agua.
- No lo utilice sobre zonas lesionadas o inflamadas, ni si tiene heridas abiertas, hematomas o afecciones cutáneas.
- Consulte a su médico antes de usarlo si padece alguna afección médica, como problemas cardíacos, diabetes o si está embarazada.
- No lo use durante más de 60 segundos en una sola zona. Mueva el dispositivo lentamente sobre los músculos.

- No lo utilice mientras duerme, tiene somnolencia está bajo influencia drogas o alcohol.
- Utilice únicamente el cargador y los accesorios incluidos.
- Deje usarlo inmediatamente dolor, molestias, mareos nota alguna reacción anormal.
- No desmonte ni intente reparar el dispositivo usted mismo. Contacte con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

Limpieza:

- Apague y desconecte el dispositivo antes de limpiarlo.
- Para limpiarlo, limpie la superficie del dispositivo con una toalla húmeda y séquela con una toalla suave.

Atención al Cliente

Para obtener ayuda, visite nuestro sitio web: OOZZ.com. También puede llamarnos o escribirnos por WhatsApp 0800 193 6789 (UK), +44800 193 6789 (Internacional) enviarnos un correo electrónico a care@oozz.com.



Welkom bij OZZ en gefeliciteerd met je nieuwe aankoop! Zorg voor gemoedsrust door je garantie 12 maanden activeren 6 maanden extra gratis aan vragen www.oozz.com/warranty. Naast onze garantie ben je ook beschermd door de wettelijke consumentenrechten van je land, waardoor je aankoop volledig beschermd is.

1. Massagekop
2. Batterijpakket
3. Handvat
4. Batterij-Indicator
5. Krachtindicator
6. Snelheidsindicator
7. Indicator Koude Kompres
8. Indicator Warme Kompres
9. Knop Voor Snelheidsverhoging
10. Aan/Uit-Knop
11. Knop Voor Snelheidsverlaging
12. Oplaadkabel
13. Platte Kop (Geschikt Voor Grote Spiergroepen Zoals De Rug, Taille En Armen)
14. Bolvormige Kop (Voor Grote Spiergroepen Over Het Hele Lichaam)
15. Cilindervormige Kop (Voor Gewrichten En Specifieke Diepe Weefselgebieden)
16. U-Vormige Kop (Voor De Wervelkolom En Het Gebied Achter De Enkel)
17. Vingervormige Kop (Voor Diepe Weefselgebieden Zoals Voetzolen, Gewrichten En Handpalmen)
18. Siliconen Komvormige Kop (Voor Het Hele Lichaam, Met Name Middelgrote Tot Grote Spiergroepen, Dankzij Het Zachte En Soepele Oppervlak)
19. Ronde Komvormige Kop (Voor Kleine Spiergroepen)
20. Gebogen Kop (Ideaal Voor De Benen, Armen En Nek)
21. Warm & Koud Kop (Met Een Warm & Koud Stand) (Verwarmingsfunctie Die Tot 50°C Bereikt Om Spieren Te Ontspannen, En Een Koelfunctie Die Afkoelt Tot 10-15°C Om Pijn En Zwelling Te Verminderen)

Productdetails

Productnaam	OZ-3631 Massagepistool
Modelnummer	OZ-3631
Oplaadingang	DC 5V 2A
Snelheid (Maximaal En Minimaal)	1600-3000 R/Min
Oplaadtijd	≤5 Uur
Gebruikstijd	120 Mins

Opladinstructies:

- Zorg ervoor dat het apparaat is UITgeschakeld voordat u het oplaadt.
- Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt en na een lange periode van inactiviteit. Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste gebruiken wanneer het volledig is opgeladen.
- Om het apparaat op te laden, verwijdert u het accupakket uit het massagepistool. Sluit de Type-C-adapter aan op de accu en sluit vervolgens de USB-kabel aan op een stroombron of USB-adapter.
- Zodra de accu volledig is opgeladen, plaatst u de accu terug in het apparaat.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert de batterij-indicator om u eraan te herinneren het apparaat op te laden.
- Tijdens het opladen van de batterij brandt het indicatielampje op de batterij rood. Het wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Opmerking: Deze massagegun wordt geleverd met een extra, vervangbare batterij, zodat u tijdens uw massagesessies nooit zonder stroom komt te zitten.

Gebruiksaanwijzing:

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
- Druk op de knoppen ‘▲’ en ‘▼’ om de massagekracht aan te passen (1600-3000). Het LED-display geeft het geselecteerde krachtniveau weer.
- Klik op de ‘▲’ -knop om de vibratie te starten en de kracht te verhogen, en klik op de ‘▼’ -knop om de kracht te verlagen.
- **Warm & koud opzetstuk:** Druk één keer op de startknop om de koude (blauwe) modus activeren druk er nogmaals op om over te schakelen naar de warme (rode) modus.

Opmerking: Voor optimale prestaties dient u de massagegun op de laagste snelheid in te stellen bij gebruik van het warm & koud opzetstuk.

Voorzorgsmaatregelen:

- Alleen opladen met een gecertificeerde DC 5V 1A-adapter.
- Niet overladen en niet opladen in de buurt van water. Niet blootstellen aan water of vocht. Dit apparaat is niet waterdicht.
- Niet gebruiken als het beschadigd of defect is.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en dient buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
- Gebruik het massagepistool niet tijdens het opladen, voor uw eigen veiligheid.
- Gebruik het apparaat alleen op zachte weefsels van het lichaam zonder pijn of ongemak veroorzaken. Niet gebruiken het hoofd, botten of gevoelige lichaamsdelen.
- Stop met het gebruik van het apparaat zodra u pijn of ongemak ervaart.
- Gebruik de opzetstukken alleen op de aanbevolen spiergroepen.
- Vermijd langdurige massage op vaste punten om botten en spieren te beschermen.
- Dompel het apparaat niet onder in water en zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- Niet gebruiken beschadigde of plekken, blauwe plekken of huidandoeningen.

- Raadpleeg uw arts vóór gebruik als u een medische aandoening heeft, zoals hartproblemen, diabetes of als u zwanger bent.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 60 seconden op één plek. Beweeg het apparaat langzaam over de spieren.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het slapen, wanneer u slaperig bent of onder invloed van drugs of alcohol.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplader en accessoires.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als u pijn, ongemak, duizeligheid voelt of een abnormale reactie opmerkt.
- Demonteer of probeer niet zelf repareren. Neem contact klantenservice voor hulp.

Reiniging:

- Schakel het apparaat uit en koppel het los voordat u het reinigt.
- Veeg het oppervlak van het apparaat af met een vochtige doek en droog het af met een zachte doek.

Klantenservice

Voor hulp kunt u terecht op onze website: OOZZ.com. U kunt ons ook bellen of WhatsAppen op 0800 193 6789 (VK), +44 800 193 6789 (internationaal) of e-mailen naar care@oozz.com.



Välkommen till OZZ och grattis till ditt nya köp! Säkra din sinnesro genom att aktivera din 12-månadersgaranti och få ytterligare 6 månader gratis på www.ozz.com/warranty. Utöver vår garanti omfattas du även av ditt lands lagstadgade konsumenträttigheter, vilket garanterar ett fullständigt skydd för ditt köp.

1. Massagehuvud
2. Batteripaket
3. Handtag
4. Batteriindikator
5. Kraftindikator
6. Hastighetsindikator
7. Indikator För Kall Kompress
8. Indikator För Varm Kompress
9. Knapp För Hastighetsökning
10. Strömbrytare
11. Knapp För Hastighetsminskning
12. Laddningskabel
13. Platt Huvud (Lämplig För Stora Muskelgrupper Som Rygg, Midja, Arm)
14. Sfärhuvud (För Stora Muskelgrupper Över Hela Kroppen)
15. Cylinderhuvud (För Leder Och Riktade Djupvävnadsområden)
16. U-Huvud (För Ryggraden Och Området Bakom Fotleden)
17. Fingerhuvud (För Djupvävnadsområden Som Fotsulor, Leder, Handflator)
18. Silikonhuvud (För Hela Kroppen, Särskilt Medelstora Till Stora Muskelområden, Tack Vare Dess Mjuka Och Skonsamma Yta)
19. Runt Skophuvud (För Små Muskelområden)
20. Camberhuvud (Perfekt För Ben, Armar Och Nacke)
21. Varmt Och Kallt Huvud (Har En Värmefunktion Som Når Upp Till 50°C För Att Avslappna Muskler Och En Kylfunktion Som Sänker Till 10-15°C För Att Minska Ömhet Och Svullnad)

Produktinformation

Produktnamn	OZ-3631 Massagepistol
Modellnummer	OZ-3631
Laddningsingång	DC 5V 2A
Hastighet (Maximal Och Minimal)	1600-3000 R/Min
Laddningstid	≤5 Timmar
Användningstid	120 Mins

Laddningsinstruktioner:

- Se till att enheten är AVSTÄNGD innan laddning.

- Ladda produkten helt innan du använder den för första gången och efter en längre period av inaktivitet. För optimal prestanda är det bäst att använda enheten när den är fulladdad.
- För att ladda enheten, ta ut batteriet från massagepistolen. Anslut typ-C-omvandlaren till batteriet, anslut sedan USB-kabeln och anslut den till en strömkälla eller USB-adapter.
- När batteriet är fulladdat, sätt tillbaka batteriet i enheten.
- När enhetens ström är låg blinkar batteriindikatorn för påminna dig att ladda enheten.
- När batteriet laddas lyser indikatorlampan på batteriet rött. Den lyser grönt när den är fulladdad.

Obs: Denna massagepistol har ett extra utbytbart batteri, så att du inte får slut på ström under dina massagesessioner.

Så här använder du den:

- Tryck länge på strömknappen för att slå PÅ eller AV enheten.
- Tryck på knapparna '▲' och '▼' för att justera massagestyrkan (1600-3000). LED-displayen motsvarar den valda effektnivån.
- Klicka på knappen '▲' för att starta vibrationen och öka effektintensiteten, och klicka på knappen '▼' för att minska effektintensiteten.
- **Varmt och kallt huvud:** Tryck på startknappen en gång för att aktivera kallt (blått) läge och tryck igen för att växla till varmt (rött) läge.

Obs: För att säkerställa optimal prestanda, ställ in massagepistolen på lägsta hastighet när du använder varmt och kallt huvud.

Försiktighetsåtgärder:

- Ladda endast med en DC 5V 1A-certifierad adapter.
- Överladda inte och ladda inte nära vatten. Utsätt inte för vatten eller fukt. Denna enhet är inte vattentät.
- Använd inte om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Produkten ska endast användas av vuxna och förvaras utom räckhåll för barn.
- För din säkerhet, använd inte massagepistolen medan den laddas.
- Använd endast enheten på kroppens mjukvävnader utan att orsaka smärta eller obehag. Använd den inte på huvudet, ben eller känsliga kroppsdelar.
- Sluta använda enheten när det finns tecken på smärta eller obehag.
- Använd endast tillbehören på de rekommenderade muskelgrupperna.
- För att skydda ben och muskler, undvik långvarig fastpunktsmassage.
- Sänk inte ner enheten i vatten och låt inte vatten komma in i enheten.
- Använd inte på skadade eller svullna områden, eller om du har öppna sår, blåmärken eller hudåkommor.
- Rådfråga läkare före användning om några medicinska tillstånd, såsom hjärtproblem, diabetes eller om du är gravid.
- Använd inte i mer än 60 sekunder ett enda område. Rör enheten långsamt musklerna.
- Använd inte enheten medan du sover, är dåsig eller är påverkad av droger eller alkohol.
- Använd endast den medföljande laddaren och tillbehören.

- Sluta använda den omedelbart om du känner smärta, obehag, yrsel eller märker någon onormal reaktion.
- Ta inte isär eller försök att reparera enheten själv. Kontakta kundtjänst för hjälp.

Rengöring:

- Stäng av och koppla ur den före rengöring.
- För att rengöra, torka av enhetens yta med en fuktig handduk och torka den med en mjuk handduk.

Kundtjänst

För hjälp, besök vår webbplats: OOZZ.com. Du kan också ringa eller WhatsAppa oss på 0800 193 6789 (UK), +44800 193 6789 (Internationellt) eller mejla oss på care@oozz.com.



Witamy w OZZ i gratulujemy nowego zakupu! Zapewnij sobie spokój ducha, aktywując 12-miesięczną gwarancję dodatkowe 6 miesięcy gratis stronie www.ozz.com/warranty. Oprócz gwarancji, objęte również przepisami konsumenckiego obowiązującymi w Twoim kraju, co zapewnia pełną ochronę Twojego zakupu.

1. Głowica Masująca
2. Akumulator
3. Aktywacja
4. Wskaźnik Baterii
5. Wskaźnik Siły
6. Wskaźnik Prędkości
7. Wskaźnik Zimnego Kompresu
8. Wskaźnik Gorącego Kompresu
9. Przycisk Zwiększania Prędkości
10. Przycisk Zasilania
11. Przycisk Zmniejszania Prędkości
12. Kabel Do Ładowania
13. Głowica Płaska (Odpowiednia Do Dużych Grup Mięśni, Takich Jak Plecy, Talia, Ramiona)
14. Głowica Kulista (Do Dużych Grup Mięśni W Całym Ciele)
15. Głowica Cylindryczna (Do Stawów I Docelowych Obszarów Tkanek Głębokich)
16. Głowica W Kształcie Litery U (Do Kręgosłupa I Obszaru Za Kostką)
17. Głowica Palczasta (Do Obszarów Tkanek Głębokich, Takich Jak Podeszwy Stóp, Stawy, Dłonie)
18. Silikonowa Głowica Pływająca (Do Całego Ciała, Szczególnie Średnich I Dużych Obszarów Mięśni, Ze Względu Na Jej Miękką I Delikatną Powierzchnię)
19. Okrągła Głowica Czerpakowa (Do Małych Obszarów Mięśni)
20. Głowica Wygięta (Idealna Do Nóg, Ramion I (Szyja)
21. Zagrożenia I Zimne Głowy (Funkcja Grzania Do 50°C, Która Rozluźnia Mięśnie, Oraz Funkcja Chłodzenia, Która Obniża Temperaturę Do 10-15°C, Aby Zmniejszyć Ból I Obrzęk)

Szczegóły Produktu

Nazwa Produktu	OZ-3631 Pistolet Do Masażu
Numer Modelu	OZ-3631
Pobór Mocy	DC 5V 2A
Prędkość (Maksymalna I Minimalna)	1600-3000 R/Min
Czas Ładowania	≤5 Hours
Czas Użytkowania	120 Mins

Instrukcja ładowania:

- Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

- Naładuj urządzenie w pełni przed pierwszym użyciem i po dłuższym okresie nieużywania. Aby uzyskać optymalną wydajność, najlepiej używać urządzenia w pełni naładowanego.
- Aby naładować urządzenie, wyjmij akumulator z pistoletu do masażu. Podłącz konwerter typu C do akumulatora, a następnie podłącz kabel USB i podłącz go do źródła zasilania lub adaptera USB.
- Po pełnym naładowaniu baterii, podłącz ją ponownie do urządzenia.
- Gdy poziom naładowania urządzenia jest niski, wskaźnik poziomu naładowania baterii będzie migać, przypominając o konieczności naładowania urządzenia.
- Podczas ładowania baterii, kontrolka na baterii będzie świecić na czerwono. Po pełnym naładowaniu zmieni kolor na zielony.

Uwaga: Ten pistolet do masażu zawiera dodatkowy wymienny akumulator, dzięki czemu nie zabraknie Ci energii podczas sesji masażu.

Sposób Użycia:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij przyciski „▲” i „▼”, aby dostosować siłę masażu (1600–3000). Wyświetlacz LED będzie wskazywał wybrany poziom siły.
- Kliknij przycisk „▲”, aby uruchomić wibracje i zwiększyć intensywność, lub przycisk „▼”, aby ją zmniejszyć.
- **Głowica Hot & Cold:** Naciśnij przycisk Start raz, aby aktywować tryb zimny (niebieski), a następnie naciśnij go ponownie, aby przełączyć się na tryb gorący (czerwony).

Uwaga: Aby zapewnić optymalną wydajność, należy ustawić pistolet masujący na najniższą prędkość podczas korzystania z głowicy termo-termicznej.

Środki Ostrożności:

- Ładować wyłącznie za pomocą certyfikowanego zasilacza DC 5 V 1 A.
- Nie przeładowywać ani nie ładować w pobliżu wody. Nie wystawiać na działanie wody ani wilgoci. Urządzenie nie jest wodoodporne.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Produkt powinien być używany wyłącznie przez osoby dorosłe i przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dla bezpieczeństwa nie należy używać pistoletu do masażu podczas ładowania.
- Używać urządzenia wyłącznie na tkankach miękkich ciała, nie powodując bólu ani dyskomfortu. Nie stosować na głowie, kościach ani wrażliwych częściach ciała.
- Przerwać używanie urządzenia w wystąpieniu jakichkolwiek oznak bólu dyskomfortu.
- Nakładki należy nakładać tylko na zalecane grupy mięśni.
- Aby chronić kości i mięśnie, należy unikać długotrwałego masażu punktowego.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie dopuścić do przedostania się wody do wnętrza urządzenia.
- Nie stosować na rany, obrzęki ani w przypadku otwartych, siniaków lub chorób skóry.

- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli cierpisz na jakiegokolwiek schorzenia, takie jak problemy z sercem, cukrzyca lub jesteś w ciąży.
- Nie używaj urządzenia dłużej niż 60 sekund w jednym miejscu. Przesuwaj urządzenie powoli po mięśniach.
- Nie używaj urządzenia podczas, senności ani pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Używaj wyłącznie dołączonej ładowarki i akcesoriów.
- Natychmiast przerwij używanie, jeśli poczujesz ból, dyskomfort, zawroty głowy lub zauważysz jakąkolwiek nietypową reakcję.
- Nie rozmontowuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Czyszczenie:

- Wyłącz i odłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Aby wyczyścić, przetrzyj powierzchnię urządzenia wilgotnym ręcznikiem i osusz ją miękkim ręcznikiem.

Obsługa Klienta

Aby uzyskać pomoc, odwiedź stronę internetową: OOZZ.com. Możesz również zadzwonić lub wysłać wiadomość WhatsApp numer 0800193 6789 (UK), +44800 193 6789 (Międzynarodowe) lub wysłać e-mail na adres care@oozz.com.



مرحبًا بك في OOZZ، ونهنئك على عملية الشراء الجديدة! تمتع براحة البال من خلال تفعيل ضمانك لمدة 12 شهرًا، واحصل على 6 أشهر إضافية مجانًا عبر www.oozz.com/warranty. وبالإضافة إلى ضماننا، فأنت تتمتع أيضًا بحقوق المستهلك المنصوص عليها في القوانين المحلية، والتي تكفل لك حماية كاملة لعملية الشراء.

2. رأس التدليك
3. حزمة البطارية
4. المقبض
5. مؤشر البطارية
6. مؤشر القوة
7. مؤشر السرعة
8. مؤشر الكمادات الباردة
9. مؤشر الكمادات الساخنة
10. مؤشر زيادة السرعة
11. زر التشغيل
12. مؤشر خفض السرعة
13. كابل شحن
14. رأس مسطح (مناسب لمجموعات العضلات الكبيرة مثل الظهر والخصر والذراع)
15. رأس كروي (لمجموعات العضلات الكبيرة في جميع أنحاء الجسم)
16. رأس أسطواني (للمفاصل ومناطق الأنسجة العميقة المستهدفة)
17. رأس على شكل حرف U (للعמוד الفقري والمنطقة خلف الكاحل)
18. رأس على شكل إصبع (للمناطق العميقة مثل أخمص القدمين والمفاصل وراحة اليد)
19. رأس إسفنجي من السيليكون (مناسب لتدليك كامل الجسم، وخاصة مناطق العضلات المتوسطة إلى الكبيرة، بفضل سطحه الناعم واللطيف)
20. رأس دائري مجوّف (للمناطق العضلية الصغيرة)
21. رأس مقوّس (مثالي للساقين والذراعين والرقبة)
22. رأس التدفئة والتبريد (يوفر تسخينًا حتى 50°م لإرخاء العضلات، وتبريدًا بين 10 و15°م لتقليل الألم والالتهاب)

تفاصيل المنتج

اسم المنتج	مسدس تدليك OZ-3631
رقم الطراز	3631-OZ
مدخلات الشحن	تيار مستمر بقدرة 5 فولت و2 أمبير
السرعة (القصى والدنيا)	1600-3000 دورة في الدقيقة
وقت الشحن	≥5 ساعات
وقت الاستخدام	120 دقيقة

تعليمات الشحن:

- تأكدي من إيقاف تشغيل الجهاز قبل شحنه.
- اشحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة وبعد فترة طويلة من عدم استخدامه. للحصول على الأداء الأمثل، يوصى باستخدام الجهاز عند اكتمال شحنه.
- لشحن الجهاز، قم بإزالة حزمة البطارية من مسدس التدليك. قم بتوصيل محول Type-C بالبطارية، ثم أوصل كابل USB ووصله بمصدر طاقة أو بمحول USB.
- بمجرد شحن البطارية بالكامل، أعد تركيب البطارية في الجهاز.

- عندما تكون طاقة الجهاز منخفضة، يومض مؤشر البطارية لتنبيهك إلى ضرورة شحن الجهاز.
- عند شحن حزمة البطارية، سيتحول لون ضوء المؤشر الموجود على حزمة البطارية إلى اللون الأحمر. سيتغير إلى اللون الأخضر عند اكتمال الشحن.

ملاحظة: يتضمن جهاز التدليك هذا بطارية إضافية قابلة للاستبدال، لتستمتع بجلسات تدليك متواصلة دون انقطاع.

كيفية الاستخدام:

- اضغط مطولاً على زر التشغيل لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
- اضغط على زري ▲ و ▼ لضبط قوة التدليك (1600-3000). تُظهر شاشة LED مستوى قوة التدليك المختار.
- اضغط على زر ▲ لبدء الاهتزاز وزيادة شدة القوة، واضغط على زر ▼ لتقليل شدة القوة.
- رأس التدفئة والتبريد: اضغط على زر التشغيل مرة واحدة لتفعيل وضع التبريد (الأزرق)، ثم اضغط عليه مرة أخرى للتبديل إلى وضع التسخين (الأحمر).
- ملاحظة: لضمان الأداء الأمثل، يُنصح بضبط جهاز التدليك على أدنى سرعة عند استخدام رأس التدفئة والتبريد.

احتياطات:

- اشحن الجهاز فقط باستخدام محول تيار مستمر معتمد 5 فولت 1 أمبير
- تجنب الشحن الزائد أو الشحن بالقرب من الماء. لا تعرض الجهاز للماء أو الرطوبة. هذا الجهاز غير مقاوم للماء.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفًا أو به خلل .
- يجب استخدام هذا المنتج من قبل البالغين فقط، ويُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال .
- لسلامتك، لا تستخدم جهاز التدليك أثناء الشحن .
- استخدم الجهاز فقط على الأنسجة الرخوة في الجسم دون التسبب بالألم أو انزعاج. لا تستخدمه على الرأس أو العظام .
- أو المناطق الحساسة من الجسم
- توقف عن استخدام الجهاز فورًا عند الشعور بأي ألم أو انزعاج .
- ضع الملحقات فقط على مجموعات العضلات الموصى بها .
- لحماية العظام والعضلات، تجنب التدليك المطول لنقاط محددة .
- لا تغمر الجهاز في الماء أو تسمح بدخول الماء إليه .
- لا تستخدمه على المناطق المصابة أو المتورمة، أو إذا كنت تعاني من جروح مفتوحة أو كدمات أو أمراض جلدية .
- استشر طبيبك قبل الاستخدام إذا كنت تعاني من أي حالة طبية، مثل مشاكل في القلب أو السكري، أو إذا كنتِ حاملاً .
- لا تستخدم الجهاز لأكثر من 60 ثانية على منطقة واحدة. حرك الجهاز ببطء على العضلات .
- لا تستخدمه أثناء النوم أو النعاس أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول .
- استخدم الشاحن والملحقات المرفقة فقط .
- توقف عن الاستخدام فورًا إذا شعرت بالألم أو انزعاج أو دوار أو لاحظت أي رد فعل غير طبيعي .
- لا تفكك الجهاز أو تحاول إصلاحه بنفسك. تواصل مع خدمة العملاء للحصول على المساعدة .

التنظيف :

- أطفئ الجهاز وافصله قبل التنظيف
- للتنظيف، امسح سطح الجهاز بمنشفة مبللة ثم جففه بمنشفة ناعمة

خدمة العملاء:

للحصول على المساعدة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: OOZZ.com. كما يمكنك الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر واتساب على الأرقام التالية: 6789 193 0800 (المملكة المتحدة)، +44 800 193 6789 (دوليًا)، أو عبر البريد الإلكتروني: care@oozz.com

